

RP643

MAVIG



Code article : **RP643** Mini-tabliers



AW417 - Système mural

CE

Made in Germany

Mini-tabliers RP643

La fréquence de passage des patients dans la pratique radiologique actuelle est élevée et un enfilage/enlèvement simple et rapide de la radioprotection est nécessaire. La bride de notre modèle RP643 est la solution la plus ergonomique pour vos patients.

Pour la fabrication de nos mini-tabliers, nous utilisons du caoutchouc au plomb multicouche, flexible et de haute qualité qui se caractérise notamment par une meilleure répartition du poids.

Pour le rangement de vos mini-tabliers, nous recommandons l'utilisation de la suspension murale AW417, spécialement conçue à cet effet.

- **Equivalence en plomb** 0,50 mm Pb - Caoutchouc au plomb multicouche
- **Tailles**
 - S - pour petits enfants, cache au format 20 x 25 cm (HxL)
 - M - pour enfants, cache au format 30 x 30 cm (HxL)
 - L - pour adultes, cache au format 37 x 40 cm (HxL)
 - XL - pour adultes, cache au format 45 x 50 cm (HxL)
- **Revêtement extérieur/ Coloris** ComforTex® HPMF, disponible dans les coloris suivants: *Curacao, Limette, Regatta, Indian Summer, Ocean, Lagoon, Orchidée et Imprimé Teddy*

MAVIG GmbH

X-Ray Protection
& System Solutions

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne

Boîte postale 82 03 62
81803 Munich
Allemagne

Tél: +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax: +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com