

RP270 Protection mammaire



Code article : **RP270** Protection mammaire pour femme




CE
Made in Germany

RP270 Protection mammaire pour femme

La protection mammaire MAVIG a été spécialement conçue pour protéger les glandes mammaires des patientes lors d'exams mammographiques. Comme tous nos EPI, le modèle RP270 offre une solide protection et une fonctionnalité optimisée.

La protection consiste en deux pièces de 18 x 40 cm (l x h) chacune, liées entre elles par une bande velcro facilement adaptable à la morphologie de la personne examinée.

- **Equivalence en plomb** 0,50 mm Pb – Matière radioprotectrice Novalite
- **Taille** Universelle
- **Revêtement extérieur/ Coloris** ComforTex® HPMF, disponible dans les coloris suivants: *Curacao, Limette, Regatta, Indian Summer, Ocean, Lagoon, Orchidee et Teddy Design*
- **Bordures** Toutes les bordures sont recouvertes d'une bande spéciale.



MAVIG GmbH
X-Ray Protection and
Medical Suspension Systems

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne

Boîte postale 82 03 62
81803 Munich
Allemagne

Tél: +49 (0) 89 / 420 96 – 0
Fax: +49 (0) 89 / 420 96 – 200
e-Mail: info@mavig.com

www.mavig.com