



# RP668

# MAVIG



Code article : **RP668SCC\*** Chasuble enfant (SMALL)  
**RP668MCC\*** Chasuble enfant (MEDIUM)  
**RP668LCC\*** Chasuble enfant (LARGE)

Made in Germany



## RP668 – Chasuble enfant

Avec ce modèle, vous avez choisi une protection intégrale pratique pour vos petits patients. La coupe associe une radioprotection idéale avec un ajustement variable et un grand confort au porter.

Les enfants sont rarement patients pour les opérations longues. C'est pourquoi notre chasuble pour enfant RP668 est équipée de bandes velcro à l'avant pour un ajustement rapide et sûr. Les équipements de radioprotection pour enfants MAVIG sont fabriqués à partir de la matière radioprotectrice innovante Novalite afin d'obtenir une répartition optimale du poids et de rendre le port plus agréable à l'enfant.

- **Matériau protecteur** Matière radioprotectrice Novalite
- **Equivalence en plomb** Protection frontale 0,50 mm Pb, protection arrière 0,25 mm Pb
- **Revêtement extérieur** ComforTex® HPMF, disponible dans les coloris suivants CC\*
- **Tailles**

SMALL	Longueur: 60 cm, Tour de hanches: 68 - 75 cm Pour enfants entre 3 - 5 ans
MEDIUM	Longueur: 80 cm, Tour de hanches: 76 - 83 cm Pour enfants entre 6 - 8 ans
LARGE	Longueur: 84 cm, Tour de hanches: 84 - 95 cm Pour enfants entre 9 - 12 ans

**MAVIG GmbH**  
X-Ray Protection and  
Medical Suspension Systems

Stahlgruberring 5  
81829 Munich  
Allemagne

Boîte postale 82 03 62  
81803 Munich  
Allemagne

Tél. +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com

(\*CC - Code Couleur: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)