




RP689


MAVIG



Astuce :

Ne pas surdimensionner la taille de la couverture plombée pour patient. N'oubliez pas que lors des radiographies vous devrez la manipuler, son poids étant fonction de ses dimensions.

La couverture idéale pour vous et votre patient est celle qui protège effectivement la partie du corps examinée. Il est conseillé d'utiliser plusieurs petites couvertures que vous pourrez combiner plutôt qu'une grande couverture qui sera lourde et difficile à manipuler.



Code article : RP689CC* Couverture plombée pour patient (matière : caoutchouc au plomb multicouche)

Made in Germany



RP689 – Couverture pour patient

La couverture plombée MAVIG est une excellente solution pour la protection des patients contre les rayons X, associée à une manipulation simple.

Les dimensions de la couverture sont adaptées en fonction de l'utilisation ou du besoin. Vos possibilités sont quasiment illimitées. Des bandes velcro ou une coupe individualisée selon vos besoins sont également disponible à la demande.

Pour la fabrication de nos couvertures pour patients MAVIG RP689, nous utilisons du caoutchouc au plomb multicouche, de haute qualité et flexible avec de meilleures propriétés de radioprotection.

- **Matériau protecteur** Caoutchouc au plomb multicouche)
- **Equivalence en plomb** 0.50 mm Pb ou 1,0 mm Pb
- **Revêtement extérieur** ComforTex® HPMF, disponible dans les coloris suivants CC*
- **Tailles** Largeur standard 60 cm et 90 cm. Longueur à définir
- Possibilité de sur mesure à la demande.
- **Bordures** Toutes les bordures sont recouvertes d'une bande.

MAVIG GmbH

X-Ray Protection and
Medical Suspension Systems

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Allemagne

Boîte postale 82 03 62
81803 Munich
Allemagne

Tél. +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com

(*CC - Code Couleur: 1 = Curacao, 2 = Orchidee, 3 = Regatta, 4 = Indian Summer, 5 = Limette, 6 = Teddy, 7 = Ocean, 8 = Lagoon)

© 2017 – MAVIG GmbH – Sous réserve de modifications techniques.

Rev.: DS_RP689_fra_0717-1

www.mavig.com